1B-217
Goldorange GN

1B-219
Neugelb RS

1B-221
Orange G
In Vitro Diagnostikum

Beschreibung

Das Produkt Goldorange GN wird in 4 unterschiedlichen Packungsgrößen geliefert: 1B-217.00010 (10g-Flasche), 1B-217.00025 (25g-Flasche), 1B-217.00100 (100g-Flasche) und 1B-217.01000 (1Kg-Flasche). Das Produkt Neugelb RS wird in 4 unterschiedlichen Packungsgrößen geliefert: 1B-219.00010 (10g-Flasche), 1B-219.00025 (25g-Flasche), 1B-219.00100 (100g-Flasche) und 1B-219.01000 (1Kg-Flasche).Das Produkt Orange G wird in 4 unterschiedlichen Packungsgrößen geliefert: 1B-221.00010 (10g-Flasche), 1B-221.00025 (25g-Flasche), 1B-221.00100 (100g-Flasche) und 1B-221.01000 (1Kg-Flasche).

Es handelt sich um einen Trockenfarbstoff zur Herstellung einer Färbelösung für den professionellen Anwender zur Anwendung in der Histologie.

Hauptbestandteile

Goldorange GN (C.I. 16230)	100%

Verwendungszweck

Der Farbstoff „Orange G“ wird für die Zelldiagnostik zur Untersuchung histologischer Proben verwendet. Der Farbstoff dient zur Herstellung einer Lösung (z.B. in Ethanol 96%). In Lösung kann der Farbstoff zusammen mit anderen In Vitro Diagnostika aus unserem Portfolio zytologische Zielstrukturen in gynäkologischen und klinisch-zytologischen Proben auswertbar machen.

Der Farbstoff „Orange G“ ist Teil verschiedener Färbemethoden wie der Papanicolaous- oder Mallory-Färbung.

Probenmaterial und Probenvorbereitung

Die Probenentnahme darf nur durch das Fachpersonal erfolgen. Alle Proben sind entsprechend dem Stand der Technik zu behandeln. Alle Proben sind eindeutig zu kennzeichnen.

Probenmaterial: Gynäkologische und nicht-gynäkologische Proben wie Sputum, Urin, Ergüsse, Spülflüssigkeiten, Ausstriche von Feinnadel-Aspirations-Biopsien.

Testprinzip

Waldeck GmbH & Co. KG
Havixbecker Str. 62
48161 Münster
Deutschland
Amtsgericht Münster
HRA 1926

Komplementärin:
Wahlig Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH
Amtsgericht Münster
HRB 692

Geschäftsführer:
Wilhelm Wahlig

Bankverbindungen:
SPK Westmünsterland
IBAN:
DE49401545300036060184
BIC:
WELADE3WXXX

USt.-Id.-Nr.:
DE126046718
Steuer-Nr.:
5336/5779/0252
Gläubiger-ID:
DE67ZZZ00000021849

Kontakt:
Tel. +49 2534 970 0
Fax +49 2534 970 258
info@waldeck-ms.de
www.waldeck-ms.de

Orange G wird in der Regel als Hintergrund- oder Zytoplasma-Färbung für verschiedene biologische Proben verwendet.

Färbung

Herstellung der Färbelösung

Zuerst 0,5 g des Farbstoffes „Orange G“ in 100 ml 96% Ethanol auflösen. Unter ständigem Rühren 0.015 g Phosphorwolframsäure hinzugeben und bis zum vollständigen Auflösen weiter rühren. Vor Gebrauch filtern.

Hinweis: Die genannte Methode zur Herstellung der Farbstofflösung ist nur eine Möglichkeit den Farbstoff aufzulösen. Abhängig von der jeweiligen Färbemethode, kann die Farbstofflösung auch nach anderen Protokollen hergestellt werden.

Ergebnis

Die Ergebnisse hängen von der angewandten Färbemethode ab und variieren zwischen verschiedenen Modifikationen derselben Methode.

Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Entnahme des Produktes ist darauf zu achten, dass Kontaminationen des Vorratsgefäßes vermieden werden. Einmal entnommene Lösung darf nicht wieder in den Kanister zurückgegeben werden. Bei Auftreten von Trübungen oder Feststoffen ist das Produkt zu verwerfen. Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden.

Lagerung & Haltbarkeit

Die ungeöffneten Gebinde trocken, unter Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung bei 15 bis 25°C lagern.
Die Haltbarkeit beträgt 5 Jahre, siehe auch das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf dem Etikett. Die Haltbarkeit entspricht nach dem Öffnen der Gebinde dem MHD, sofern die Lagerbedingungen eingehalten werden und die Lösung fachgerecht behandelt wird.

Sicherheitshinweis

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegenden Vorfälle auftreten, melden Sie diese bitte dem Hersteller und der nationalen Behörde.

Literatur

Romeis, Mikroskopische Technik, Editors: Maria Mulisch, Ulrich Welsch, 2010, Springer Spektrum, 18. Auflage

Waldeck GmbH & Co. KG
Havixbecker Str. 62
48161 Münster
Deutschland
Amtsgericht Münster
HRA 1926

Komplementärin:
Wahlig Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Amtsgericht Münster
HRB 692

Geschäftsführer:
Wilhelm Wahlig

Bankverbindungen:
SPK Westmünsterland
IBAN:
DE49401545300036060184
BIC:
WELADE3WXXX

USt.-Id.-Nr.:
DE126046718
Steuer-Nr.:
5336/5779/0252
Gläubiger-ID:
DE67ZZZ00000021849

Kontakt:
Tel. +49 2534 970 0
Fax +49 2534 970 258
info@waldeck-ms.de
www.waldeck-ms.de