

Für unser stetig wachsendes Kalibrierlabor suchen wir ab sofort

# FACHKRAFT FÜR UNSER KALIBRIERLABOR (M/W/D)



Wir  
bieten  
Zukunft!

Als mittelständisches Familienunternehmen mit Erfahrung und Kompetenz von mehr als 150 Jahren sind wir spezialisiert auf den Gesundheitsmarkt. Wir vereinen Kontraktlogistik, Produktion, Lohnabfüllung, Laborservices und den Laborfachhandel unseres Schwesterunternehmens Diagonal unter einem Dach. Seit über 30 Jahren betreibt die Waldeck GmbH & Co. KG in Münster ein inzwischen akkreditiertes Kalibrierlabor für Volumenmessgeräte - insbesondere Kolbenhubpipetten.

Für unser stetig wachsendes **Kalibrierlabor** suchen wir ab sofort:

## Fachkraft für unser Kalibrierlabor (m/w/d)

### Aufgabengebiet:

- ▶ Wartung, Reinigung, Justierung, und Reparatur von Volumenmessgeräten
- ▶ Durchführung von Kalibrierungen gemäß DIN EN ISO 8655
- ▶ Datenerfassung in der Kalibriersoftware und Erstellung von Kalibrierdokumenten
- ▶ Abwicklung der Aufträge in unserem ERP-System
- ▶ Mitarbeit an der Weiterentwicklung des Akkreditierungsumfangs

### Anforderungen / Stärken / Interessen:

- ▶ Manuelles Geschick und Schnelligkeit
- ▶ Sorgfältige Durchführung von Routinetätigkeiten
- ▶ Vertrauenswürdig und zuverlässig
- ▶ Teamorientiert, kommunikationsfähig und kundenorientiert
- ▶ Interesse an langfristiger Tätigkeit
- ▶ Kaufmännische Grundkenntnisse sind wünschenswert, aber nicht Bedingung

### Wir bieten:

- ▶ Arbeit in einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 akreditierten Kalibrierlabor
- ▶ Angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Team
- ▶ Intensive Einarbeitung
- ▶ Fortbildungsmöglichkeiten im Tätigkeitsbereich
- ▶ Kurze Kommunikationswege im gesamten Unternehmen
- ▶ **Unbefristetes Arbeitsverhältnis**

Die Stelle ist **ab sofort in Vollzeit/Teilzeit** zu besetzen.

### Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin in elektronischer Form an:

[personal@waldeck-ms.de](mailto:personal@waldeck-ms.de)

Ihr Ansprechpartner im Kalibrierlabor ist Dr. Wolfgang Schröder Tel. 02534-970 212 oder senden Sie uns bei offenen Fragen eine Mail mit Angabe Ihrer Telefonnummer. Wir werden Sie dann gerne kontaktieren.



Waldeck GmbH & Co. KG  
Havixbecker Str. 62  
48161 Münster

[personal@waldeck-ms.de](mailto:personal@waldeck-ms.de)  
[www.waldeck-ms.de](http://www.waldeck-ms.de)